

検尿・ぎょう虫検査用製品カタログ

ぎょう虫検査 セロファン (ウスイ法)



2回法 名前入

検尿器具

8ml



丸底

10ml




新角底 白色

20ml




1次検査用

2次検査用




1次検査用



2次検査用

スポイト容器

紙袋



封入時



組立後



※スポイト容器は別

新ガゼットコップ

簡易トレー

検尿器具セット

検尿1人分セット

- ・ スポイト容器
- ・ 新ガゼットコップ
- ・ 紙袋



新検尿セット80 (新ガゼットコップ)

- ・ スポイト容器
40個×2袋
- ・ 新ガゼットコップ
40枚×2束
- ・ 紙袋
40枚×2束
- ・ 回収用ビニール袋
4枚

以上1カートン80名分が
10カートン(800名分)

